



Clavo Endomedular Humeral Acero

- Acero Inoxidable quirúrgico bajo norma AISI 316L
- Clavos canulados en diámetros de 8 y 9 mm. con opciones de longitud de 180 a 280 mm.
- 4 bloqueos proximales y 2 bloqueos distales que proveen un mayor control en la torsión y rotación.
- Extremidad proximal controlada:
2 cerrojos antero-posteriores y 2 cerrojos medio-laterales brindan múltiples opciones para la estabilización de fracturas proximales complejas.
- Set de instrumental con guías proximales y distales.
- Indicaciones Frecuentes:
Fracturas Medio-diafisarias con o sin compromiso proximal
Fracturas Segmentarias
Fracturas Patológicas
Codo Flotante.
Pseudoartrosis de Húmero.
Metástasis de Húmero.



Diseño de Avanzada



Extremidad proximal controlada

- 2 cerrojos antero-posteriores y 2 cerrojos medio-laterales brindan múltiples opciones para la estabilización de fracturas proximales complejas.

Practicidad y sencillez

- Set de instrumental con guías proximales y distales.

Tornillos de Bloqueo

- Con punta autorroscante y rosca cortical.

Set de Implantes

CÓDIGO	CLAVOS DE HÚMERO ACERO
215-08180/C	CLAVO ENDOM. HUMERAL CDH 8 x 180mm
215-08200/C	CLAVO ENDOM. HUMERAL CDH 8 x 200mm
215-08220/C	CLAVO ENDOM. HUMERAL CDH 8 x 220mm
215-08240/C	CLAVO ENDOM. HUMERAL CDH 8 x 240mm
215-08260/C	CLAVO ENDOM. HUMERAL CDH 8 x 260mm
215-08280/C	CLAVO ENDOM. HUMERAL CDH 8 x 280mm
215-09180/C	CLAVO ENDOM. HUMERAL CDH 9 x 180mm
215-09200/C	CLAVO ENDOM. HUMERAL CDH 9 x 200mm
215-09220/C	CLAVO ENDOM. HUMERAL CDH 9 x 220mm
215-09240/C	CLAVO ENDOM. HUMERAL CDH 9 x 240mm
215-09260/C	CLAVO ENDOM. HUMERAL CDH 9 x 260mm
215-09280/C	CLAVO ENDOM. HUMERAL CDH 9 x 280mm

CÓDIGO	TORNILLOS HUMERALES
725-04518/C	TORNILLO HUMERAL CDH 4,5 x 18mm
725-04520/C	TORNILLO HUMERAL CDH 4,5 x 20mm
725-04522/C	TORNILLO HUMERAL CDH 4,5 x 22mm
725-04524/C	TORNILLO HUMERAL CDH 4,5 x 24mm
725-04526/C	TORNILLO HUMERAL CDH 4,5 x 26mm
725-04528/C	TORNILLO HUMERAL CDH 4,5 x 28mm
725-04530/C	TORNILLO HUMERAL CDH 4,5 x 30mm
725-04532/C	TORNILLO HUMERAL CDH 4,5 x 32mm
725-04534/C	TORNILLO HUMERAL CDH 4,5 x 34mm
725-04536/C	TORNILLO HUMERAL CDH 4,5 x 36mm
725-04538/C	TORNILLO HUMERAL CDH 4,5 x 38mm
725-04540/C	TORNILLO HUMERAL CDH 4,5 x 40mm
725-04542/C	TORNILLO HUMERAL CDH 4,5 x 42mm
725-04544/C	TORNILLO HUMERAL CDH 4,5 x 44mm
TAPÓN FINAL HUMERAL	
332/H	TAPÓN FINAL TIBIAL HMC / HÚMERO CDH

- Bloqueo proximal y distal utilizando un dispositivo radiolúcido.
- Curva proximal del clavo de 5° y formato redondeado de extremo distal para facilitar la inserción.
- Cuatro tornillos ántero-posteriores y dos tornillos laterales proximales para una máxima flexibilidad. Para estabilizar las fracturas altas, utilice 3 o 4 tornillos para hueso blando o para capturar las fracturas de la tuberosidad menor.
- Canulado para la inserción sobre un alambre guía - más fácil para reducir la fractura.
- Acabado pulido para facilitar la inserción y extracción.

Set de Instrumental con guías radiolúcidas de colocación.

Presentación en envase individual no estéril.

